


SD BIOSENSOR STANDARD™

F2400



Analizador **automático** para pruebas **rápidas**
de **gran capacidad** y acceso **aleatorio**

SD BIOSENSOR STANDARD™ F2400




Pantalla principal F2400.



Entrada de muestras.




Introducción del dispositivo de prueba.



Procesamiento de hasta 24 pruebas al mismo tiempo.




Pantalla de resultados.



Consulta de resultados anteriores.



Pantalla de calibración.



Pantalla de Control de Calidad Interno/externo.

Analizador automático para pruebas rápidas de gran capacidad y acceso aleatorio

SD BIOSENSOR STANDARD™

F2400



Características:

Analizador automático para pruebas rápidas de gran capacidad y acceso aleatorio.

Capacidad: 24 pruebas a la vez / 70 pruebas/hora.

Método: Lector de pruebas fluorescentes y pruebas visuales.

Indicado para las pruebas STANDARD™ F y STANDARD™ Q/F.

Lectura objetiva de resultados.

Tipos de análisis: cualitativo y cuantitativo.

Resultados cualitativos valorados en COI (Cut-Off Index).

Identificación de la prueba: código de barras 2D que contiene la identificación de la prueba, tiempo de incubación, lote y fecha de caducidad.

Lectura de resultados en 10-20 minutos, dependiendo de la prueba.

Control de trazabilidad de las muestras.

Control de calidad interno y externo incluido en el software. Los controles se tratan de forma independiente a las muestras.

Escáner interno que permite identificar el nombre y número de la muestra si se ha escrito en el dispositivo de prueba.

Expulsión automática de los dispositivos de prueba procesados.

Pantalla táctil en color de 10”.

Impresora incluida en el lector.

Conectividad LIS / HIS.

Dimensiones: 400 mm x 500 mm x 250 mm.

Peso: 14.3 kg.



Dispositivo de prueba STANDARD™ F



Listado de pruebas SD BIOSENSOR STANDARD™ F disponibles 2020

Tipo test	Categoría	Descripción	Ref.	CE	Tipo	Test Kit
STANDARD™ Q/F	Enfermedades gastrointestinales	STANDARD™ Q Rota/Adeno Ag	09ROT20D	CE	Q/F Device	25
STANDARD™ F	Enfermedades respiratorias	STANDARD™ F Influenza A/B FIA	10INF10D	CE	F Device	25
		STANDARD™ F Strep A Ag FIA	10STR10D	CE	F Device	25
		STANDARD™ F RSV Ag FIA	10RSV10D	CE	F Device	25
		STANDARD™ F Legionella Ag FIA	10LEG10D	CE	F Device	25
		STANDARD™ F S.pneumoniae Ag FIA	10SPN10D	CE	F Device	25
		STANDARD™ F Adeno Respi Ag FIA	10ADE10D	CE	F Device	25
		STANDARD™ F TB-Feron FIA	10TBF10E	CE	F Device	10
	Enfermedades gastrointestinales	STANDARD™ F Rota/Adeno Ag FIA	10ROT10D	CE	F Device	25
		STANDARD™ F Norovirus Ag FIA	10NOR10D	CE	F Device	25
		STANDARD™ F H.pylori Ag FIA	10HPY10D	CE	F Device	25
		STANDARD™ F C.difficile GDH FIA	10CDG10D	CE	F Device	25
		STANDARD™ F C.difficile Toxin A/B FIA	10CDT10D	CE	F Device	25
	Enfermedades transmitidas por vectores	STANDARD™ F Dengue NS1 Ag FIA	10DEN10D	CE	F Device	25
		STANDARD™ F Dengue IgM/IgG FIA	10DEN20D	CE	F Device	25
		STANDARD™ F Chikungunya IgM/IgG FIA	10CHI10D	CE	F Device	25
		STANDARD™ F Zika IgM/IgG FIA	10ZK20D	CE	F Device	25
		STANDARD™ F Zika Ag FIA	10ZK10D	CE	F Device	25
	Marcadores de inflamación	STANDARD™ F CRP FIA	10CRP10B	CE	F Device	20
		STANDARD™ F PCT FIA	10PCT10B	CE	F Device	20
	Serología	STANDARD™ F Lyme IgG/IgM FIA	10LYM10D	CE	F Device	25
		STANDARD™ F Syphilis Ab FIA	10SYP10D	CE	F Device	25
STANDARD™ F HAV IgM FIA		10HAV10D	CE	F Device	25	

Listado de pruebas SD BIOSENSOR STANDARD™ F en desarrollo

Tipo test	Categoría	Descripción	Tipo	Tests/Kit
STANDARD™ F	Enfermedades respiratorias	Mycoplasma pneumoniae Ag	F Device	25
	Enfermedades gastrointestinales	C.difficile GDH + Toxina A/B	F Device	25
	Enfermedades transmitidas por vectores	Chikungunya E1 Ag	F Device	25
		hs Malaria Ag	F Device	25
	Hepatitis	HCV Ab	F Device	25
		HCV cAg	F Device	25
		HBsAg	F Device	25
		HBsAb	F Device	25
		HAV IgG	F Device	25
	Retrovirus	HIV 1/2 Ab	F Device	25
HIV Ab/p24 Ag		F Device	25	

Vircell Spain S.L.

Polígono Industrial Dos de Octubre
Plaza Domínguez Ortiz 1
18320 Santa Fe, Granada
T. +34 958 181 106. F. +34 958 181 107
pedidos@vircell.com

Delegación Madrid

C/ Capitán Haya 1, Planta 15
28020 Madrid
T. +34 914 184 353
F. +34 914 184 351
M. +34 608 119 740

Delegación Barcelona

C/ Pallars 99, Oficina 23
08018 Barcelona
T. +34 933 099 530
F. +34 933 099 535
M. +34 606 951 534