



TECMEDICA S. L.
Técnicas Médicas y Diagnósticas de Canarias

El Primer Kit Integrado de Reactivos de un Solo Uso CBC + CRP + SAA



DP-H10

Analizador Automático de Hematología POCT

DP-H10

Analizador Automático de Hematología POCT

- Reactivo de paquete de un solo uso
- Corto Tiempo de Respuesta, proceso breve
- Sin vía de fluido, libre de mantenimiento
- Tamaño compacto, adecuado para áreas con espacio limitado



Áreas de Aplicación

Atención Primaria, Ambulancia, Urgencias, UCI, Clínica, Aduana y Frontera, Sistema Sanitario Militar.

Rendimiento Hasta 15 pruebas/hora

Principio Método de impedancia para la prueba WBC/RBC/PLT
Método colorimétrico sin cianuro para la prueba de HGB
Inmunonefelometría para prueba de PCR

Volumen de la Muestra 200 microlitros

Tipo de Muestra Sangre venosa

Almacenamiento de resultados 300,000

Impresora Impresora interna

Modo de prueba:

- CBC
- CBC + CRP
- CBC + SAA
- CBC + CRP + SAA

CBC = Contaje total de sangre
CRP = Proteína C reactiva
SAA = Serum amiloide A

21 parámetros:

WBC = Globulos blancos
LYM% = % de linfocitos
LYM# = Número de linfocitos
MID% = % de (Monocitos, eosinófilos, basófilos)
MID# = Número de células (monocitos, eosinófilos, basófilos)
GRA# = Número de granulocitos (neutrófilos, eosinófilos, basófilos)
GRA% = % De granulocitos

RBC = Globulos rojos
HGB = Hemoglobina
HCT = Hematocrito
MCV = Volumen corpuscular medio de globulos rojos
MCH = Hemoglobina corpuscular media
MCHC = Concentración media de hemoglobina corpuscular
RDW-CV = Coeficiente de variación del ancho de distribución de los glóbulos rojos
RDW-SD = Desviación estándar del ancho de distribución de los glóbulos rojos.

PLT = Plaquetas
MPV = Volumen medio plaquetario
PDW = Ancho de distribución de plaquetas
PCT = Plaquetocrito
P-LCR = Proporción de plaquetas grandes
P-LCC = Número de plaquetas grandes



📍 Calle Luis Doreste Silva, 62 - 1º • 35004 Las Palmas de Gran Canaria

☎ +34 928 242 381

🌐 www.tecmedica.es

✉ comercial@tecmedica.es

Distribuye



TECMEDICA S. L.
Técnicas Médicas y Diagnósticas de Canarias